



TRIMA[®] Q 遠心型血液成分分離装置

ソフトウェア Ver.7 搭載


Trima® Qは、 日本のお客様の声から生まれました

Trima® Qは、グローバルで販売されている幅広い機能を搭載したTrima Accel® に、日本の改良改善のスピリッツを融合させた成分採血装置です。



機器の音を抑え、心地よい環境を提供

- タッチ操作音のミュート機能
- ポンプの回転音が静かに




Quiet
より静かに



Usability
より使いやすく

改良改善のスピリッツを生かし、ユーザビリティを大切にしています。


Quick
より早く


Quality
より良いものを

トータル手技時間を短縮し、効率的に

- 全体的なフローを見直し、効率化
- 採血時間の短縮※
- 再起動時間の短縮※



再起動約**30**秒

変更前の再起動時間は約2分30秒

※社内データより

ジャパंकオリティの実現を目指し、品質の改善を追求

- 専用回路の継続的改善





想いをカタチに。日本発のグロ



Usability より使いやすく

ソフトウェア Ver.7 搭載

ーバルスタンダード

Auto
Flow

1. 採血をもっと快適に

採血流量自動調整プログラム

採血圧を基に採血流量を自動で調整し、ドナーさんごとに最適な採血流量を見つけます。
これにより、アラーム回数の低減、アラーム音による不安の解消など、ドナーさんにとってもオペレーターの方々にとっても快適な献血を実現します。

2. 操作ミスを低減


フィルター機能付き手順選択画面

製剤の種類を選択すると、当該目標単位数のみを表示します。表示をスクロールする手間が省け、選択したい手順が見つかりやすくなります。



フルプルーフ設計のアラーム

「抗凝固剤でエアを検出」のアラームが発生した場合、センサーが液体を検出するまで継続ボタンが押せない状態になり、装着ミスを防ぎます。



3. 操作の流れをスムーズに


「日本仕様」にカスタマイズした表示

お客様のITシステムに合わせて、処理結果画面の項目を必要なタイミングで表示します。



取扱説明書をわかりやすく







ステップごとに使い方を示す画像が付いています。





世界で活躍 Trima Accel[®] の成分採血

Trima Accelは成分採血装置として多くの国々で使用されており、地域に合わせた多種多様な組み合わせで血液の成分を採取しています。Trima Accelの成分採血は、これからもお客様の様々な要望に応え続けていきます。

Unlocking
Potential



様々な組み合わせで
採取が可能です。



【本体】

医療機器の分類：高度管理医療機器（特定保守管理医療機器）

一般的名称：遠心型血液成分分離装置

販売名：トリマ アクセル

承認番号：21000BZY00152000

【ディスプレイセット】

医療機器の分類：管理医療機器

一般的名称：遠心型血液成分分離装置用血液回路

販売名：トリマ アクセル用血液回路

認証番号：22200BZX00301000

販売名：トリマ アクセル用血液回路 血漿

認証番号：225ADBZX00088000



Terumo Blood and Cell Technologies（テルモ血液・細胞テクノロジーカンパニー）の製品・ソフトウェアおよびサービスは、お客様が血液や細胞の採取・調整を行うことを可能にし、現在かつ将来にわたって、困難な病気の治療を支援します。私たち130カ国以上のアソシエイトは、血液や細胞治療がさらに多くの患者さんの力になるという可能性を信じ行動していきます。TERUMOBCT.COM

Terumo BCT, Inc.
USA
+1.303.231.4357

Terumo BCT Europe N.V.
Belgium
+32.2.715.0590

Terumo BCT Asia Pte. Ltd.
Singapore
+65.6715.3778

Terumo BCT Latin America S.A.
Argentina
+54.11.5530.5200

テルモ BCT 株式会社
163-1450
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー 49階
電話番号: 0120-12-8195 (コールセンター)
Fax番号: 03-6743-9800

TRIMA® Qは日本仕様のTrima Accel® のペットネームです。

記載されている社名、各種名称はテルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。
©テルモBCT株式会社 2021年4月 BC-TRIM-00529/MP-200020